

Merkblatt zur korrekten Probefassung für Staphylokokkus aureus GTB

	<p>Hoftankmilch Tankmilch gut aufrühren (Rührwerk ≥ 1 Minute einschalten) Probe oben aus Tank entnehmen: 8 – 10 ml in steriles Mastitis-Proberöhrchen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Sind alle laktierenden Kühe im Tank? <ul style="list-style-type: none"> ○ Von Kühen, deren Milch nicht abgeliefert wird: Mischmilchprobe (4/4) separat beproben. ➔ Bei Nachweis von Staph. aureus GTB aus Tankmilch <ul style="list-style-type: none"> ○ Kühe (4/4) einzeln untersuchen oder ○ Poolen (Mehrere Tiere in einer Probe)
	<p>Proben sauber ab Strich (4/4) fassen Erste 2 bis 3 Strahlen Milch in Schalmtestschale/Vormelkbecher melken ! Zweck: Der Strichkanal wird ausgespült und die Milch für die Probe stammt aus der Euterzisterne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor jeder Probenentnahme; mit sauber gewaschenen Händen oder frischen Einweghandschuhen die Zitzenspitzen mit Euterreinigungstuch reinigen (Vermeidung von Kontamination über Hände/Handschuhe von vorher beprobter Kuh). • Mit kräftigem Milchstrahl aus jedem Viertel des Euters Röhrchen 3/4 bis maximal 1 cm unter Rand füllen. • Bei der Probenerhebung mit der nächststehenden Zitze beginnen und mit der entferntesten Zitze enden. Darauf achten, dass vom Haarkleid des Tieres kein Staub in das Proberöhrchen /-Deckel fällt.
<p>Poolproben</p>	<p>Die Einzeltierproben werden im Labor aus den Einzeltierproben gepoolt. So muss die saubere Probenentnahme ab Euter (4/4) im Stall nur einmal erfolgen.</p>
	<p>Tiere mit Mastitis</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Schalm-Test-positive Kühe auch auf Mastitis (alle Erreger / Plattenmethode) untersuchen lassen ➔ Vorteilhaft Antibiogramm durchführen ➔ Behandelte Tiere nachkontrollieren. Frühestens 7 Tage nach Absetzfrist Probe fassen
	<p>Galkühe</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Gezielt ergalten lassen. Bei einer Infektion, zuerst therapieren (nach vorgehendem Milchuntersuch) und mit Euterschutz trocken stellen ➔ Nach dem Abkalben beproben, sofern die Tiere nicht vor dem Galtstellen in der Hoftankmilch beprobt wurden. (frühestens 10 Tage nach dem Abkalben)
	<p>Zukauf von Kühen während Laktation oder Galkühe</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Nur Schalmtest-negative Kühe zukaufen ➔ Alle zugekauften Tiere unbedingt beproben, damit eine Neuankömmling verhindert werden kann ➔ Zugekaufte Tiere am Schluss melken bis Resultat vorliegt

Proberöhrchen fest verschliessen, gut kühlen und möglichst schnell weiterleiten:

- zusammen mit Begleit- / Adresszettel direkt ins Labor bringen
- oder Nachmittags, kurz vor Postschalterschluss mit A-Post senden an:

BAMOS AG, Neue Industriestrasse 63, 9602 Bazenheid

Version	Freigabe von	Veröffentlicht von	Veröffentlicht am	Status
4	PW	PW	24.06.2019	Freigegeben